



COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE

(Examen: Método Telemann – Método PAFS)

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado **Parasitológico de deposiciones o coproparasitológico**. Este examen sirve para establecer la presencia de parásitos intestinales, determinación que permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición

Material requerido

- Kit contiene 3 frascos con líquido fijador y 3 paletas para recolección de muestra.
(PRECAUCION: líquido fijador es tóxico, evitar ingerir y mantener fuera del alcance de niños)
*Material entregado en laboratorio.

Requisitos previos al examen

- ✓ No utilice laxantes al menos 3 días antes, ni durante la recolección de las muestras.
- ✓ No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al examen.

Consideraciones

- ✓ La muestra recolectada debe ser de deposición fresca y no debe estar contaminada con orina o sangrado de periodo menstrual.

Recolección de la muestra

1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
2. Abra el frasco recolector N°1 desenroscando la tapa.
3. Con la paleta de madera entregada tomar una muestra de la deposición aproximadamente del tamaño de una nuez, colocarla en el frasco y mezclar con el líquido fijador, hasta obtener una consistencia homogénea.
4. Identifique el frasco con fecha de recolección de la muestra.
5. Repetir este proceso día por medio en frasco N°2 y N°3 hasta completar las 3 muestras. No tomar en días seguidos.

Observaciones

- ✓ En caso de encontrar algún elemento blanquecino (gusano) enviar el elemento encontrado, en un frasco adicional que sólo contenga agua corriente, y entregar junto con las muestras recolectadas. Mantenga los frascos en un ambiente fresco.

Horario de entrega

Entregar en horario Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00hrs y Sábado hasta las 10.30hrs.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal del laboratorio:

Casa matriz: Calle 14 de Febrero # 2556, Contacto +56 55 2263604 - WhatsApp +56 9 45054921

Sucursal Norte: Don Hugo Robles Robles #363, Contacto +56 55 2425716 - WhatsApp +56 9 44268020