



DEPOSICIÓN – TEST ROTAVIRUS / ADENOVIRUS.

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una muestra de deposición fresca. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.

Material requerido

- Frasco de tapa roja, 60ml.
- Paleta de madera.

*El material será entregado en laboratorio.

Requisitos previos al examen

- ✓ Si el paciente utiliza pañal: La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina y sin aplicar cremas, aceites o talco el día de la toma de muestra.

Recolección de la muestra

1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
2. Abra el frasco recolector desenroscando la tapa.
3. Con la paleta de madera entregada tomar una muestra de la deposición aproximadamente del tamaño de una nuez, colocarla en el frasco y tapar.
4. Identifique el frasco con fecha y hora de recolección de la muestra.
5. Guarde el frasco al interior de una bolsa y manténgalo refrigerado, hasta su traslado al laboratorio.

Consideraciones

- ✓ En el caso de que la deposición sea líquida, debe completar un cuarto del frasco entregado por el laboratorio.

Horario de entrega

Entregar al laboratorio dentro de las primeras 4 horas de emitida la muestra. En horario Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00hrs y Sábado hasta las 10.30hrs.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal del laboratorio:

Casa matriz: Calle 14 de Febrero # 2556, Contacto +56 55 2263604 - WhatsApp +56 9 45054921

Sucursal Norte: Don Hugo Robles Robles #363, Contacto +56 55 2425716 - WhatsApp +56 9 44268020